

RESPIRE MELHOR EM QUALQUER ALTURA

⚠️ **Por favor, leia com atenção este folheto antes de utilizar Breathe Right® Tiras Nasais. Se tiver alguma questão, consulte o seu médico ou farmacêutico.**

**Breathe
Right®**
TIRAS NASAIS

1 O que é Breathe Right Tiras Nasais e para que é utilizado?

Breathe Right Tiras Nasais são bandas flexíveis que permitem elevar e abrir suavemente as fossas nasais, permitindo um melhor fluxo de ar.

Breathe Right Tiras Nasais não contém medicamentos e está clinicamente comprovado que abre as fossas nasais instantaneamente, facilitando a respiração.

Breathe Right Tiras Nasais pode ser usado de dia ou à noite para o alívio da congestão nasal, devido a alergias ou constipações.

Recomendações de uso:

• Congestão nasal

Breathe Right Tiras Nasais abre o nariz para o ajudar a respirar melhor, proporcionando alívio temporário da congestão nasal, que pode ser causada por constipações ou alergias.

Breathe Right Tiras Nasais pode proporcionar um alívio temporário dos sintomas da congestão nasal ou dificuldade em respirar devido ao desvio do septo nasal. As tiras nasais não devem ser consideradas como alternativa à correção definitiva por cirurgia.

• Ressonar

Ao facilitar a respiração pelo nariz, ao invés da boca, as tiras nasais podem ajudar a reduzir ou até eliminar o ressonar. Para obter melhores resultados no alívio do ressonar, recomenda-se o uso durante a noite. Breathe Right Tiras Nasais pode ser utilizado em simultâneo com qualquer medicamento.

2 Como usar Breathe Right Tiras Nasais?

Descartáveis – use cada tira nasal apenas uma vez. Apenas para utilização única. Podem ser utilizadas de dia ou à noite.

A colocação correta garante melhores resultados. Tenha atenção para que a aplicação não seja feita nem muito acima e nem muito abaixo das fossas nasais.

O tamanho adequado é importante pois ao utilizar o tamanho correto obterá melhores resultados. Tiras nasais pequenas/médias adaptam-se a 75% dos narizes de adultos e as tiras grandes são para adultos com um nariz maior.

Use a tira transparente no caso de ter pele seca ou sensível.

As bandas levantam suavemente as fossas nasais.

Modo de utilização:



1

LIMPE

Lave e seque o seu nariz para remover resíduos e oleosidade (para a pele oleosa, use um tônico).



2

COLOQUE

Remova o papel protetor e aplique a tira no nariz.



3

APLIQUE

Pressione as pontas e fricione gentilmente para que a tira cole corretamente.



4

REMOVA

Remova Breathe Right Tira Nasal enquanto lava o rosto com água morna ou durante o banho. Remova sempre a tira lentamente. Descole as extremidades e depois puxe suavemente ambos os lados. Remova a tira de forma adequada com água, para reduzir a possibilidade de reações na pele ou ferida.

Para tiras nasais mentoladas:

Breathe Right Tiras Nasais mentoladas são revestidas com cápsulas que contém menta, eucalipto e cânfora. Raspe a superfície da tira para libertar os vapores suaves de menta - raspe novamente para reativar.

RESPIRE MELHOR EM QUALQUER ALTURA

**Breathe
Right®**
TIRAS NASAIS

 **Por favor, leia com atenção este folheto antes de utilizar Breathe Right® Tiras Nasais. Se tiver alguma questão, consulte o seu médico ou farmacêutico.**

3 Para sua segurança

Advertências e precauções:

- Só para uso externo.
- Não aplique sobre feridas, queimaduras do sol ou pele irritada.
- Se ocorrer erupção ou irritação da pele, descontinue o seu uso.
- Não utilize mais de 12 horas por dia.
- Por questões de desempenho, as tiras são de utilização única. Após remoção, o adesivo perde as suas propriedades e a tira não conseguirá fixar-se no local.
- Manter o produto fora da vista e do alcance das crianças.
- Não utilizar em crianças com idade inferior a 5 anos.
- A saqueta onde as tiras são embaladas pode conter látex de borracha natural que pode causar reações alérgicas.
- Em caso de dúvida sobre o uso deste produto consulte um profissional de saúde.

NÃO UTILIZE:


Se é alérgico ao látex ou às Tiras Nasais Breathe Right.

Apneia do sono: Breathe Right Tiras Nasais não estão indicadas para tratar a apneia do sono. Caso apresente sintomas de apneia do sono deve consultar o seu médico.

Algumas pessoas podem experimentar reações adversas quando usam Breathe Right Tiras Nasais. Estas podem ser reações no local de aplicação (como por exemplo, eritema, irritação, dor, exfoliação, escoriação, sangramento, crosta e descoloração) e reações de hipersensibilidade, incluindo erupção, prurido e edema facial.

Qualquer reação grave que tenha ocorrido em relação a este produto deve ser reportada ao fabricante ou INFARMED. É importante reportar reações do produto uma vez que isto pode ajudar a identificar falhas com este dispositivo médico e prevenir que reações semelhantes aconteçam novamente.

4 Como conservar Breathe Right Tiras Nasais

 Não conservar acima de 30°C.
Conservar na embalagem original.


Por favor, elimine o produto de acordo com os requisitos locais e sempre considerando o meio ambiente.

Não use o produto após a data de validade exibida na embalagem.


5 Informação adicional

As tiras nasais são embaladas individualmente em invólucros selados com adesivo. Estes por sua vez são embalados em caixas de cartão.


As Breathe Right Tiras Nasais mentoladas são revestidas com cápsulas que contêm menta, eucalipto e cânfora.

 **Atenção:** Antes de utilizar este produto, leia atentamente as instruções de utilização na embalagem

 Não utilizar um produto danificado

 Utilização única: as tiras nasais são para utilização única


 As saquetas de papel que envolvem as tiras podem conter látex de borracha natural.

 **LOT** Número de Lote: ver embalagem de cartão

 Data de validade representada como AAAA-MM


 Fabricante: Foundation Consumer Brands, LLC, Pittsburgh, PA 15212, USA.

 **EC REP** Brandshapers Ltd., Ardcanan, Co. Wexford, Y35 Y19A, Ireland.

 Pangiter, Lda, Rua dos Bem Lembrados, 141 – Manique 2645-471 Alcabideche, Portugal.

www.breatheright.com

CE

 **MD** Dispositivo Médico
Data: novembro 2024

Marcas registadas de propriedade da FCB. © 2024 FCB.

092724

31055970